

FICHE PRODUIT



Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite, en acier inoxydable

Référence : SOC-271942

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite, en acier inoxydable

Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker,

Taille : 5 cm,

Forme : droite,

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.2kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16663-pince-hemostatique-a-tendre-les-fils-de-wecker-5-cm-droite-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com