

FICHE PRODUIT



Porte-aiguille Barraquer Courbe 13cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-290123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Porte-aiguille Barraquer Courbe 13cm, en acier inoxydable

Porte-aiguille Barraquer

Forme : Courbe

Taille : 13cm,

Pince : en acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16665-porte-aiguille-barraquer-courbe-13cm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com