

**FICHE PRODUIT**



# Releveur de paupières DESMARRES 9 x 9mm, 14cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-061901

**Points forts**

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Releveur de paupières DESMARRES 9 x 9mm, 14cm, en acier inoxydable

Releveur de paupières DESMARRES 9 x 9mm, 14cm, en acier inoxydable

**Dimension** : 9 x 9mm, 14cm,

**Matière** : en acier inoxydable

**Poids** : 0.2kg

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers-instruments-pour-l-ort/16666-releveur-de-paupieres-desmarres-9-x-9mm-14cm-en-acier-inoxydable.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)