

FICHE PRODUIT



Manche prolongateur pour miroir laryngien

Référence : SOC-066213

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ce manche prolongateur, d'une longueur de 12 cm, est conçu pour se fixer sur le manche d'un miroir laryngien (ou miroir laryngé) ; permettant ainsi au médecin ou au dentiste d'atteindre des zones plus difficiles d'accès dans la cavité buccale.

Pour des raisons d'hygiène (lutte contre les contaminations croisées), ce manche prolongateur pour miroir Laryngien doit être nettoyé après chaque utilisation.

Livré à l'unité, dans petite pochette plastique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/miroir-laryngiens/16667-manche-prolongateur-pour-miroir-laryngien.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com