

FICHE PRODUIT

Analyseur POC multi paramètre modèle HUBI-QUAN PRO

Référence : SOC-AHQ8001

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

HUBI-QUAN pro est analyseur portable POC de plusieurs biomarqueurs différents. Un lecteur de cartouche portable, autonome et facile conçu pour fournir des résultats quantitatifs rapides pour les tests POC (ou POCT en anglais).

Le principe est un dosage immunochromatographiques à flux latéral sur membrane.

CARACTERISTIQUES DE L'Analyseur POC multiparamètre modèle HUBI-QUAN PRO

Applications : permet de tester les biomarqueurs de fertilité, maladies cardiovasculaires, cancers

Type d'échantillon : sang total

Mode d'analyse : flux latéral

Capacité :

- Vitesse : Diagnostic simultané de jusqu'à six marqueurs différents en 15 min. en utilisant du sang total.
- Application : Large gamme de diagnostics tels que les maladies cardiovasculaires, les hormones de fertilité, les marqueurs du cancer.
- Précision et fiabilité : Programme CQ amélioré et étalonnage automatique
- Minimiser les erreurs, mise à jour facile du système : Windows, application système RFID

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Autres :

- Dimensions : 255 x 178 x 92,7 mm (L x P x H). Poids : 1,35 kg
- Imprimante intégrée et interface HIS/LIS pour rapporter les résultats PS2, RS 232, LAN, 2xUSB
- Capteur d'image haute résolution (1.3M Pixel)
- Système RFID
- Calibrage automatique
- Reconnaissance automatique du type d'échantillon

Paramètres évalués (les cassettes sont à commander séparément en boîte de 25 pcs)

- TSH
- PCT
- CRP
- BPH Screen
- D-Dimer
- HCG Plus
- Cardiaque 3 en 1
- TnI/CKMB
- BNP
- Troponine I

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/analyseur-poct-et-pcr/16669-analyseur-poc-multi-parametre-modele-hubi-quan-pro.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com