

FICHE PRODUIT



Boîte chirurgie de fente labiale

Référence : SOC-310323

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

- Tab 1

Composition de la boîte de chirurgie pour fente labiale

- Boîte Inox de 20x10x5cm
- Crochet de Gilles 18CM
- Manche de bistouri N° 3
- Compas de castroviejo
- Elévateur de FREER
- Ciseaux pointues 13CM
- Ciseaux de SHEA courbes
- Releveur de paupières Desmarres
- Ciseaux de Crille-wood
- Pince d' Adson
- Pince de Foresters

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince de halstead sans griffe 14cm
- Pince champs
- cupules de 20 ml

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/16673-boite-chirurgie-de-fente-labiale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com