


**FICHE PRODUIT**



## Boîte de chirurgie de la fente Labio-palatine

Référence : SOC-310324-1

**Points forts**

- délais : 5 Jours

### Description du produit

#### Composition de la Boîte de chirurgie de la fente Labio-palatine

- Boîte Inox de 28x14x6cm
- Ouvre-bouche Dingmann
- Manche de bistouri N° 3
- Porte aiguille de crille wood 23cm
- Elévateur de FREER
- Curette chirurgicale de Miller 11
- Elevateur d'Adson Tranchant, courbe
- Ciseaux de Metzenbaum courbe 23
- Ciseaux Mayo Courbe 23
- Pince à disséquer sans griffe 18cm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Pince debackey 20cm
- Pince à disséquer avec griffe 20cm
- Pince de halstead courbe, sans griffe 20cm
- Pince de halstead courbe, sans griffe 13cm
- Pince de Foresters
- Pince champs
- Tube d'aspiration de Frazier 3mm
- Cupules de 40ml

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/16674-boite-de-chirurgie-de-la-fente-labio-palatine.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur  |
|-----------------|---------|
| delais          | 5 Jours |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com