

FICHE PRODUIT



Support mural pour 6 tabliers de radioprotection

Référence : SOC-815105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Support mural pour 6 tabliers de radioprotection (4 tabliers)

Gamme de supports tabliers plombés disponible en version murale fixe.

La gamme est composée de supports 2,4,6 et 8 tabliers.

Branches rotatives en acier avec peinture époxy.

Charge maximale par branche : 15Kg

Specifications techniques

- Supports fixes pour le rangement des tabliers Anti-X
- Platine murale avec branches démontables
- Structure renforcée permettant de supporter tout type de tablier plombé
- Finition acier peinture Epoxy blanc
- Longueur d'un cintre : 500 mm
- Support mural 4 tabliers Dim. platine : 280 x 190 mm
- Support mural 4 tabliers Dim. entraxe platine : 240 x 116 mm
- Charge maximale par cintre : 15 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-d-imagerie/16676-support-mural-4-tabliers.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com