

**FICHE PRODUIT**

## **Congélateur 58L Ultra Basse Température -86°C, avec système d'alarme et batterie de secours intégrée. Modèle MDF-86V58**

Référence : SOC-238658

**Points forts**

- délais : 48 heures

### **Description du produit**

- DESCRIPTION

Congélateur spécialement conçu pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, etc.

**CARACTERISTIQUES :**

- \* Large plage de température : 10 °C ~ 32 °C la température ambiante peut atteindre -86 °C.
- \* Technologie de contrôle de température précise pour maintenir la température à -40 °C ~ -86 °C et avec une précision de 0,1 °C.
- \* L'optimisation à un seul niveau de la conception du système de réfrigération en cascade automatique, moins de composants de réfrigération pour un entretien facile.
- \* Matériau externe en acier pulvérisé SPCC et chambre intérieure en acier inoxydable 304 pour une

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

utilisation conviviale et un nettoyage facile.

#### **SECURITE :**

- \* Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 72 heures sans alimentation secteur.
- \* Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, erreur de capteur, alarme de panne de thermostat, alarme de panne de courant, interrupteur de porte, alarme de température ambiante, alarme de panne de condenseur, alarme de vérification du filtre, alarme de tension anormale, alarme de batterie faible.
- \* Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement en cas de panne de courant, redémarrez la protection contre le délai.
- \* Verrouillage du clavier, protection par mot de passe pour éviter de définir des paramètres au hasard.
- \* Large plage de tension disponible : 198 V ~ 242 V.
- \* **Alarme en cas de** : Température Haute/Basse, Erreur de capteur, Panne de courant, Porte entrebâillée, Nettoyage du condenseur, Batterie faible, Vérification de tamis du filtre, Tension anormale, Défaillance du thermostat

#### **CONCEPTION HUMANISEE :**

- \* 4 roulettes avec butée pour faciliter le déplacement et la fixation.
- \* 1 étagères réglables pour un rangement facile.
- \* Porte intérieure amovible pour que l'utilisateur puisse dégivrer et nettoyer.
- \* Interrupteur d'alimentation indépendant standard.

#### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

##### **\*Performances**

| Plage de température | -40~-86 °C      |
|----------------------|-----------------|
| Température ambiante | +10~+32 °C      |
| Contrôle             | Microprocesseur |
| Affichage            | Numérique       |

##### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

### \* Système de réfrigération

| Compresseur/brand.      | 1/SECOP                |
|-------------------------|------------------------|
| Type de refroidissement | Refroidissement direct |
| Type de dégivrage       | Manuel                 |

### \* Dimensions

| Capacité                        | 58L            |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions intérieures          | 330*453*410 mm |
| Dimensions extérieures          | 635*757*1212mm |
| Taille du paquet                | 730*845*1400mm |
| N.t./G.t.(env.)                 | 115/155kg      |
| Qté de chargement(20"/40"/40'H) | 21/43/43       |

### \* Accessoires

| Roulettes                                    | 4                   |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Port d'alarme à distance                     | Oui                 |
| Porte intérieure                             | 1(acier inoxydable) |
| Etagère                                      | 1(acier inoxydable) |
| Orifice de test                              | 1/25mm              |
| Les données looger                           | En option           |
| CO2 Système de sauvegarde                    | En option           |
| LN2 Système de sauvegarde                    | En option           |
| Boîte de rangement qté de chargement à froid | 2400                |

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/congelateur-mixte/16678-congelateur-58l-ultra-basse-temperature-86-c-avec-systeme-d-alarme-et-batterie-de-secours-integree-modele-mdf-86v58.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com