

**FICHE PRODUIT**

## Autoclave 320L avec porte coulissante verticale automatique

Référence : SOC-551201

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- DESCRIPTIF

### Autoclave 320L avec porte coulissante verticale automatique

#### Conception personnalisée pour un espace limité

La forte capacité d'ingénierie de l'**autoclave 320L avec porte coulissante verticale automatique** permet sa conception hautement personnalisée.

Les installations dont l'aménagement de l'espace est limité, bénéficieront d'une conception étroite personnalisés qui offrent une grande capacité dans un espace limité.

Les autoclaves de conception étroite permettent d'avoir plus d'autoclaves dans un espace donné pour assurer un traitement stérile continu en cas de temps d'arrêt de l'autoclave.

#### Répartition uniforme de la chaleur

Les chambres entièrement chemisées assurent une distribution uniforme de la chaleur.

Il assure ainsi les conditions de sérialisation cohérentes pour toutes les charges dans la chambre UN.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Une chambre qui n'est pas entièrement chemisée peut avoir des points froids qui peuvent entraîner une mauvaise stérilisation.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/16679-autoclave-320l-avec-porte-coulissante-verticale-automatique.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)