

FICHE PRODUIT

Glacière mobile 30L, avec système de refroidissement à air forcé, Modèle MDF-25H30LC

Référence : SOC-112530

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Le MDF-25H30LC est un dispositif de refroidissement mobile conçu et fabriqué spécifiquement pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les vaccins, les virus, les germes, les produits sanguins et les biopsies.

CARACTERISTIQUES :

- * Tension multiple utilisée comme AC220V ou DC12V/24V, alimentation de l'allume-cigare
- * Structure PE en rouleau entier
- * Système de refroidissement à air forcé
- * **Multifonction : 3 plages de température intérieure :**

2 °C ~ 8 °C utilisé comme réfrigérateur de pharmacie

-10°C ~ -25°C utilisé comme congélateur

22 ±2°C utilisé comme incubateur

SECURITE □**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Système d'alarme fonctionnel avec signal sonore et visuel : Température haute/basse, erreur de capteur
- * L'ensemble de la structure du rouleau empêche les dommages par collision.
- * Empilement multicouche

DONNEES TECHNIQUES

Type de refroidissement	Refroidissement par air forcé
Mode dégivrage	Manuel
Réfrigérant	R134a
Performances de refroidissement(°C)	·-25/4/22
Plage de température(°C)	·-25/4/22
Source de courant	220/50Hz, DC12V/24V
Puissance(W)	80W

*** Dimensions**

Capacité(L)	30L
Poids net/brut (kg)	22/26 Kg
Taille interne(W*D*H)mm	364 × 253 × 352,5
Taille externe(W*D*H)mm	615×370×471.5
Taille d'emballage (L*P*H)mm	690*430*540

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/16680-glaciere-mobile-30l-avec-systeme-de-refroidissement-a-air-force.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com