

FICHE PRODUIT

Autoclave 250L porte battante avec verrouillage automatique

Référence : SOC-501251

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIF

Autoclave 250L porte battante avec verrouillage automatique

Autoclave 250L porte battante avec verrouillage automatique :

Ecran tactile multi-color & multi-langues (26 langues)

Chambre de qualité supérieure Inox 316L garantie 10 ans

Connexion Ethernet et port USB

Mobile avec roues pivotantes intégrées pour faciliter l'installation & l'entretien

imprimante intégrée

Verrouillage et déverrouillage automatique avec système Électrique motorisé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medecale/16681-autoclave-250l-porte-battante-avec-verrouillage-automatique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com