

FICHE PRODUIT



Autoclave de laboratoire vertical D-Line 160L entièrement automatique

Référence : SOC-5075003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIF

Autoclave de laboratoire vertical D-Line 160L entièrement automatique

Ecran multi-color & multi-langues

Protection par mot de passe

Système de verrouillage automatique de porte par pression

Chambre de qualité supérieure grade inox 316L garantie 10 ans

Imprimante intégrée

Connexion Ethernet & port USB

2 sondes flexibles de température intégrées (stérilisation des liquides)

Livré avec

Panier grillagé 465mm x 235mm (chargement de 3 paniers max.)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/16683-autoclave-de-laboratoire-vertical-d-line-160l-entierement-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com