


FICHE PRODUIT



Station de mesure ultrasonique de longueur avec assistance vocale

Référence : SOC-SE286

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Station de mesure mesure ultrasonique de longueur avec assistance vocale

Grâce au modèle seca 286 nous avons redéfini les limites techniques des stations de mesure de par le monde. Trois paires de capteurs à ultrasons enregistrent en quelques millisecondes la taille du patient et un algorithme d'évaluation numérique spécialement développé à cet effet assure une précision de mesure inégalée. Sur demande, une assistance vocale permet de procéder à des mesures individuelles ou en série de manière autonome. Associé à la connexion au DME et à l'impression pratique des valeurs mesurées, le travail en est facilité. La balance d'une capacité de 300 kg et possédant une graduation de 50 g complète ce produit durable de qualité seca inégalée.

- Mesure entièrement automatique avec assistance vocale disponible en option.
- Trois paires de capteurs et auto-calibrage permanent pour des résultats ultra-précis.
- Algorithme d'évaluation numérique unique permettant d'éliminer toute imprécision pour une qualité de mesure garantie des plus élevées.
- Nombreuses possibilités d'obtention des résultats de mesure.
- Nouveauté : un cache au niveau de l'affichage assure une intimité accrue lors de la mesure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

Capacité: 300 kg

Graduation (g): 50 g < 150 kg > 100 g

Plage de mesure en cm: 60 - 210 cm

Graduation: 1 mm

Alimentation: Bloc secteur

Dimensions (LxHxP): 434 x 2.270 x 466 mm

Poids net: 16,5

Fonctions: Retro-éclairage, Calibrage, Calibrage automatique, Signaux sonores activables, RESET, amortissement, libre choix du point de départ de la mesure, Commutation cm/inch, roulettes de transport, TARE, Auto-SEND, SEND, interface wireless, PRINT, Auto-PRINT, HOLD, Auto-HOLD, TARE-mère, Auto-changement de sensibilité, Auto-clear, Indice de Masse Corporelle - IMC (BMI), auto-BMI, Saisie des données relatives au patient, Body Fat Rate (BFR), pré-TARE, Clear

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stations-de-mesure/16685-station-de-mesure-mesure-ultrasonique-de-longueur-avec-assistance-vocale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com