


FICHE PRODUIT



Sonde parodontale

Référence : SOC-17-4026-5

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Sonde parodontale calibrée sans bille avec quelques marques de mesure pour connaître précisément la profondeur de la poche parodontale.

Caractéristiques :

Bord antidérapant
Matériel Acier inoxydable.
Contenu : 1 sonde

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sonde-pour-exploration/16686-sonde-parodontale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com