

FICHE PRODUIT

Lot de 2 poubelles à pédale métal blanc 12 L

Référence : SOC-691444

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Lot de 2 poubelles à pédale métal blanc 12 L

Matière - acier

Volume poubelle - 11 à 12 litres

Finition - blanc

Les poubelles à pédale en métal, finition blanc.

Elles sont équipées d'un bac intérieur amovible pour maintenir les bacs propres et faciliter le vidage hygiénique de leur contenu.

Le mécanisme de la pédale est composé à 100 % de composants métalliques pour une durabilité accrue.

Volume : 12 L. 24,8 x 24,8 x H40.

Poids : 1,82 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles-au-choix/16687-lot-de-2-poubelles-a-pedale-metal-blanc-12-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com