

FICHE PRODUIT

Chariot de ménage SCG1705 ReFlo

Référence : SOC-SCG1705

Description du produit

- Description

Le chariot de ménage SCG1705 ReFlo offre 3 zones dans un espace parfaitement pensé : récupération des déchets (collecteur) ou tri du linge, une zone de lavage pouvant accueillir un kit de lavage (en option) et une zone stockage avec ses larges étagères de rangements.

Ce chariot de ménage est également destiné à la pré-imprégnation. En effet, vous pouvez l'équiper d'un des deux kits MopMatic en option.

De plus, le collecteur de déchets 120L et son socle sont repliables pour un rangement peu encombrant. Ses galets protecteurs lui confèrent une grande solidité dans le temps.

Technologie ReFlo : le chariot de ménage SCG1705 Reflo est composé de minimum 50% de plastique recyclé.

Caractéristiques

Équipements : Deux grandes étagères de stockage

Matériau : Structofoam (embase) / Epoxy (structure) / Polypropylène (seaux)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Seaux : 4 x 5L (poignée rouge/bleue/verte/jaune)

Collecteur de déchets : 120L avec couvercle ou 2 x 70L

Entretien : Les parois lisses facilitent l'entretien – nettoyage avec détergents ou désinfectants courants

Roulettes : Ø 125 mm x 4

Dimensions : 570 x 1325 x 1115 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/16690-chariot-de-menage-scg1705-reflo.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com