

FICHE PRODUIT



Kit de détartrage dentaire, et outils d'examen pour chat en acier inoxydable

Référence : SOC-265654

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit de détartrage dentaire, et outils d'examen pour chat en acier inoxydable

Kit de détartrage dentaire Chat Enlèvement de tartre Outils d'examen dentiste en acier inoxydable

Conçu pour l'entretien bouche yeux oreilles du chat

Type : Ensemble d'examen

Acier inoxydable

Kit de détartrage dentaire

kit détartrage dentaire : Acier inoxydable

DENTAIRE HOUSE - DETARTRAGE DENTAIRE

Le tartre chez le chat

Le tartre chez les animaux

Constitué de :

- **1 Tratar Scaler (Détartreur Tratar)**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- **1Sickie Scaler (Détartreur Sickie) H6/H7**
- **1 Jacquette Scaler (Mesureur Jacquette) U15/30**
- **1 Explorer Scaler (Détartreur Explorer) 23/17A**
- **1 London College Tweezer (Pince à épiler London College)**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dentaire/16692-kit-de-detartrage-dentaire-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com