

FICHE PRODUIT



Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone

Référence : SOC-256643

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone est conçu pour la ventilation manuelle des patients en arrêt respiratoire.

Fabriqué en silicone pur et résistant, l'insufflateur manuel sans latex avec ballon réservoir d'oxygène, est équipé d'une valve de surpression pour réduire le risque d'une insufflation excessive des poumons.

Monopatient, il permet de réduire tous les risques de contamination croisée.

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone est livré complet avec :

un masque, une valve de limitation de pression, une poche de réanimation, une valve d'admission, une tubulure à oxygène et une poche de réservoir.

L'ensemble est facile à démonter et remonter. Toutes les pièces sont autoclavables à 121°C (y

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

compris le masque).

- **Ballon à oxygène en silicone.**
- **Non stérile**
- **100% sans latex**
- **Les phtalates sont conformes à la réglementation européenne.**
- **Dispositif médical autoclavable à 121°C.**

Modèle adulte (pour adultes pesant + de 33kg) :

- **Volume systolique : 800 ml.**
- **Volume du ballon réanimateur : 1630 ml.**
- **Volume du réservoir de poche O2 : 2000 ml.**
- **Dimensions : Longueur 325 x Ø 132 mm.**
- **Poids total : 600g.**
- **Raccord patient : Ø 22 /15 mm (ISO).**
- **Masque à bourrelet gonflable Adulte.**

Constituants :

- **1 Masque.**
- **1 Valve patient (valve de limitation de pression).**
- **1 Ballon réanimateur à oxygène.**
- **1 Soupape d'admission.**
- **1 Tubulure à oxygène.**
- **1 Poche réservoir à oxygène.**
- **1 Boîte de rangement.**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/16694-insufflateur-manuel-adulte-reutilisable-masque-a-bourrelet-pre-gonfle-en-silicone.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com