

FICHE PRODUIT



Scie électrique d'autopsie avec Armoire, 3lames, 16000 r.P.M,

Référence : SOC-348485

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Scie électrique d'autopsie avec armoire, 3lames, 16000 tr/min,

Scie électrique d'autopsie avec armoire, 3lames, 16000 tr/min, est largement utilisée dans :
la trachéotomie, la moelle épinière et d'ouverture de la mastectomie, et est le pouvoir médical spécial vu pour la salle de dissection ou l'autopsie, à l'intérieur et extérieur

Caractéristiques de la Scie électrique d'autopsie armoire, 3lames, 16000 tr/min,

- L'alimentation fiable et solide sans éclaboussures de sang et l'os en poudre.
- Conception ergonomique pour soulager la fatigue de fonctionnement des opérateurs
- Durable dans l'utilisation.

Spécificités techniques

paramètre de la pièce à main

- Puissance de sortie : 120W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Régime de non charge : 16000 tr/min
- Angle de rotation : 4°
- Tension de fonctionnement : 12V
- Unité Montée en température : $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Puissance Mandrin : $\geq 100\text{N}$
- Type de batterie : (LI-ion intégré)

Paramètre de l'Armoire de commande

- Puissance d'entrée : 100-240 V
- Puissance de sortie : 10V-12V
- La capacité de batterie : 86,4 Wh
- Le temps de charge : Autour de 3,5 heures

Norme de configuration

- Une armoire de commande
- L'un connecteur d'alimentation
- L'un cordon d'alimentation
- Un chargeur -Une pièce à Main
- Une clé à Tête creuse
- Trois lames de scie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/scies/16695-scie-electrique-d-autopsie-3lames-16000-r-p-m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com