

FICHE PRODUIT

Chariot à plâtre 600X400 équipé de 5 tiroirs, capacité 10 modules

Référence : SOC-100625

Description du produit

- Description

CHARIOT À PLÂTRE 600X400 ÉQUIPÉ, 5 tiroirs, capacité 10 modules

Caractéristiques du CHARIOT À PLÂTRE 600X400 ÉQUIPÉ, 5 tiroirs, capacité 10 modules

- Panneaux avant et arrière en ABS de couleur
- Coloris au choix : vert, safran, corail, lilas, bleu, prune ou rouge
- Plateau supérieur beige de dimensions utiles 70,5 x 41,5 cm en ABS/PMMA avec rebords de 15mm sur 3 côtés
- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ces flancs internes en ABS d'une capacité de 10 modules (glissières). Fermeture centralisée des tiroirs à clé, à code, à badge ou à scellé en option.
- Guidon de manœuvre réglable en hauteur
- 2 rails normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur
- Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 roues pivotantes Ø125 mm en polypropylène avec pare-fils dont 2 à freins, roulement à billes ino

Equipement

Le chariot est équipé de base avec :

- 1 tiroir Eolis 1 module 600x400
- 3 tiroirs Eolis 2 modules 600x400
- 1 tiroir Eolis 3 modules 600x400
- 1 portique en tube carré aluminium de section 25x25mm
- 1 distributeur de Jersey en acier époxy composé de 5 boîtiers de largeur 175/133/103/73/45mm et de profondeur 210mm avec façades amovibles en PMMA transparent
- 1 support latéral amovible en acier époxy pour bac de trempage, réglable en hauteur, avec bac de trempage en plastique de 10 litres de dimensions extérieures 415x315 hauteur 110mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical/16697-chariot-a-platre-eolizr-600x400-equipe-5-tiroirs-capacite-10-modules.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com