

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur vertical pour banque de sang, Modèle HYC-L760

Référence : SOC-L760

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur vertical pour banque de sang, Modèle HYC-L760

Spécification Techniques

Modèle:	HYC-L760
Capacité:	760L
Tension:	220V 50Hz
Puissance d'entrée:	580 watts
Porte:	2 portes vitrées ou pleines
Plage de température:	4±1
Compresseur:	Compresseur Secop
Réfrigérant:	R134A/R404A
Ventilateur à condensation:	Ventilateur de marque Allemagne EBM
Type de porte:	porte en verre ou porte moussante
Dégivrage:	automatique
Type de refroidissement:	refroidissement par air

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Thermostat:	Électronique
Affichage:	Affichage numérique
Taille extérieure:	1200x745x1870mm
Taille intérieure:	1080x610x1380mm
Poids net/brut:	158/188 kg
Matériau extérieur:	Tôle galvanisée pulvérisée
Matériau intérieur:	Acier inoxydable 304
clé de verrouillage:	oui
Système de contrôle:	Contrôle par microprocesseur
Température ambiante:	16-32°C
Humidité environnementale:	20-80%
Alarme:	sonore et visuelle pour haute et basse température, porte entrouverte

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16698-refrigerateur-vertical-pour-banque-de-sang-modele-hyc-l760.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com