

FICHE PRODUIT

Micropipette Socorex Acura manual 815 fixe 100µl

Référence : SOC-MSA100F

Points forts

- Conditionnement : 1
- Capacité : 100 µl
- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Micropipette Socorex Acura manual 815 fixe 100µl

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/16699-micropipette-socorex-acura-manual-815-fixe-100-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
Capacité	100 µl
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com