

**FICHE PRODUIT**



## Micropipette Socorex Acura manuel 815 fixe 200µl

Référence : SOC-MSA200F

### Points forts

- Conditionnement : 1
- Capacité : 200 µl
- délais : 48 heures

## Description du produit

- Description

Micropipette Socorex Acura manuel 815 fixe 200µl

Conditionnement : 1 unité

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/16700-micropipette-socorex-acurar-manual-815-fixe-200-l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| Conditionnement | 1         |
| Capacité        | 200 µl    |
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com