

FICHE PRODUIT



Micropipette Socorex Acura manuel 815 fixe 1000µl

Référence : SOC-MSA1MLF

Description du produit

- Description

Micropipette Socorex Acura manuel 815 fixe 1000µl

Conditionnement : 1 unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/16703-micropipette-socorex-acura-manuel-815-fixe-1000-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com