

FICHE PRODUIT



LASER Ophtalmologique YAG, Multi-mode, 1064 nm à ± 5 nm modèle Ol-920

Référence : SOC-920854

Description du produit

Aucune description détaillée disponible pour ce produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-d-ophtalmologie/16704-laser-ophtalmologique-yag-multi-mode-1064-nm-5-nm-modele-ol-920.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com