

FICHE PRODUIT



Sonde vasculaire 5 MHz pour doppler Spengler

Référence : SOC-743311

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde vasculaire de 5 MHz recommandées pour la surveillance des artères et des veines.

A utiliser avec le Doppler foetal et vasculaire SPENGLER

Poids net: 0.145 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/16706-sonde-vasculaire-5-mhz-pour-doppler-spengler.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com