


FICHE PRODUIT



Doppler Foetal et vasculaire Spengler (vendu sans sonde)

Référence : SOC-743301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Doppler Foetal et vasculaire Spengler** petit et léger est un outil de poche indispensable aux cabinets médicaux et aux collectivités pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins. Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation car l'appareil est vendu sans sonde

POLYVALENCE

- Une sonde par utilisation
- Examen du fœtus : 2 MHz sonde fœtal
- Examen vasculaire et de l'IPS : 5 MHz : sonde vasculaire,
- Examen cardiaque : 8 MHz : sonde cardiaque.
- Indicateur de fréquence cardiaque

FACILITÉ D'UTILISATION

- Grand écran LCD couleur
- Jauge de batterie
- Indicateur de puissance de l'onde
- Sondes coudées et ergonomiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3 modes de travail disponibles :

- Affichage en temps réel de la fréquence cardiaque fœtale,
- Moyenne de la fréquence cardiaque fœtale,
- Mode manuel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Vendu sans sonde
 - Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies
- Livré avec 2 piles LR6 AA**

Poids : 0.43kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/16708-doppler-foetal-et-vasculaire-spengler-vendu-sans-sonde.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com