

FICHE PRODUIT

Bandelettes test de glycémie pour glucomètre ON CALL PLUS B/50

Référence : SOC-23912

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang

à utiliser avec les glucomètres:

- On Call Plus II.
- On Call Plus.
- On Call EZ II.

Fournies avec un code puce.

Vendues par lot de 2 boîtes de 25 soit 50 bandelettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/16710-bandelettes-test-de-glycemie-pour-glucometre-on-call-plus-b-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com