

FICHE PRODUIT

Congélateur à basse température -30°C/-60°C

Référence : SOC-LTF3060

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur à basse température -30°C/-60°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-de-plasma-sanguin/16714-congelateur-a-basse-temperature-30-c-60-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Congelateur_capacite - 71 Litres	SOC-LTF3060-71 Litres	
Congelateur_capacite - 368 Litres	SOC-LTF3060-368 Litres	
Congelateur_capacite - 133 Litres	SOC-LTF3060225	
Congelateur_capacite - 476 Litres	SOC-LTF3060-476 Litres	
Congelateur_capacite - 284 Litres	SOC-LTF3060-284 Litres	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com