


FICHE PRODUIT



Papier ECG pour HP M1911A Lot de 10 liasses

Référence : SOC-HPM1911A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier thermique ECG HP M1911A *AM67. Dimensions: 150 x 100 x 150

Liasse de 150 feuilles 100x150 mm pour HP M1911A

Papier thermique pour HP M1911A

Lot de 10 liasses

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-hp/1672-papier-m1911a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com