

FICHE PRODUIT



Tablier plombé double face

Référence : SOC-TB2023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tablier plombé double face

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes-demi/16720-tablier-plombe-double-face.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
tablier_protection_taille - double face 110cm/100 cm, equivalence_plomb - double face 0,5mm/0,25 mm	SOC-TB2023-double face 0,5mm/0,25 mm-double face 110cm/100 cm	
tablier_protection_taille - double face 110cm/90 cm, equivalence_plomb - double face 0,5mm/0,25 mm	SOC-TB2023-double face 0,5mm/0,25 mm-double face 110cm/90 cm	
tablier_protection_taille - double face 110cm/100 cm, equivalence_plomb - double face 0,35mm/0,25 mm	SOC-TB2023-double face 0,35mm/0,25 mm-double face 110cm/100 cm	
tablier_protection_taille - double face 110cm/90 cm, equivalence_plomb - double face 0,35mm/0,25 mm	SOC-TB2023-double face 0,35mm/0,25 mm-double face 110cm/90 cm	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com