

FICHE PRODUIT



Papier ECG nihon khoden CARDIOFAX GEM FQW 110-2-140, NKE-A730

Référence : SOC-NIH-FQW

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Papier ECG nihon khoden CARDIOFAX GEM FQW 110-2-140, NKE-A730

Papier ECG pour Nihon Kohden 9020/1250, FQW 110-2-140 (Blanc), NKE-A730

Dimensions: 110 x 140 x 142 plis.

Reorder code: 12090

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-nihon-kohden/1673-papier-ecg-nihon-khoden-fqw-110-2-140.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com