

FICHE PRODUIT

Sachet pelable plat BOP SI - 1 face papier 60g par m²

Référence : SOC-SBC4693

Description du produit

- Description

Sachet pelable plat "BOP®" SI - 1 face papier 60g/m² / 1 face film 120 x 200 mm

Avec les sachets de stérilisation plats BOP® SI, il est désormais possible d'obtenir des niveaux de performance nettement supérieurs à des prix compétitifs.

Les sachets plats BOP® offrent une pelabilité totale constante, avec très peu d'émission de fibres, quelles que soient la vitesse et les conditions de l'ouverture.

La gamme BOP® permet de diminuer les risques d'infections nosocomiales, en améliorant le confort d'utilisation et surtout la sécurité du patient.

Caractéristiques techniques de sachet pelable plat:

Film shatterless indéchirable

Ce film a été conçu pour éliminer tout risque de déchirement, faiblesse majeure des produits classiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Sa résistance à la déchirure, dix fois supérieure à celle des films conventionnels, supprime pratiquement tout risque de rupture sur les bords à l'ouverture.

Papier :

Le papier 60g/m² des plats BOP® SI se caractérise par un traitement de surface conçu non seulement pour offrir une plage étendue de température de soudure, mais aussi pour réduire considérablement l'émission de fibres à l'ouverture.

Indicateur :

Indicateurs Vapeur et gaz OE (conformément à ISO 11140-1) imprimés entre les deux couches de film (intrafilm)

Normes :

EN ISO 11607 & EN 868-5.

Conditionnement de vente : Boite de 1000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/16732-sachet-pelable-plat-bopr-si-1-face-papier-60g-m-1-face-film-120-x-200-mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com