

FICHE PRODUIT



ECARTEUR DE CLOWARD, LAMINECTOMIE, 5 VALVES, 17 CM

Référence : SOC-503917

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Ecarteur de Cloward, laminectomie, 5 valves, 17 cm en inox

Caractéristiques :

- * Largeur : 10cm
- * Hauteur : 5cm
- * Profondeur : 19cm
- * Poids : 0.366kg
- * Poids Cond. : 0.366kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/16733-ecarteur-de-cloward-laminectomie5-valves-17-cm-html.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com