

FICHE PRODUIT

Congélateur à ultra basse température -86°C avec double système

Référence : SOC-MDF-86V838D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Congélateur à ultra basse température -86°C avec double système

Le système de refroidissement double est conçu avec 2 systèmes de refroidissement indépendants qui offrent une assurance supplémentaire pour les échantillons biologiques. Le double système de refroidissement maximise la fiabilité et la longévité optimales.

-86°C Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.

Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-86-c/16737-congelateur-a-ultra-basse-temperature-86-avec-double-systeme.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Congelateur_capacite - 408 L	SOC-MDF-86V838D-408 L	
Congelateur_capacite - 588 L	SOC-MDF-86V838D-588 L	
Congelateur_capacite - 838L	SOC-MDF-86V838D-838L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com