

FICHE PRODUIT

Congélateur à ultra basse température -86°C avec système en cascade-338 L

Référence : SOC-MDF-86V338L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Congélateur à ultra basse température -86°C avec système en cascade

En tant que technologie de réfrigération à ultra-basse température la plus mature au monde, la technologie de réfrigération en cascade présente les caractéristiques d'une performance stable, d'un entretien facile et d'une longue durée de vie.

-86°C Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.

Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-86-c/16742-conglateur-a-ultra-basse-temperature-86-avec-systeme-en-cascade-338-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com