


FICHE PRODUIT

Automate d'hématologie OX580, 5 populations, 29 paramètres

Référence : SOC-608264

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

AUTOMATE D'HEMATOLOGIE OX580, 5populations, 29 paramètres, 80/90 échantillons/H

OX580 est un analyseur d'hématologie 5 POPULATIONS développé pour les laboratoires désireux de fournir une analyse de qualité à leurs patients tout en facilitant les opérations quotidiennes. Avec 29 paramètres et un débit de 80 tests par heure, OX 580 est le meilleur partenaire pour les laboratoires de moyenne et grande taille.

Performance de l'AUTOMATE D'HEMATOLOGIE OX580, 5populations, 29 paramètres, 80/90 échantillons/H

Avec un passeur automatique pouvant contenir jusqu'à 60 échantillons (avec 6 racks de 10 tubes), l'OX580 peut supporter le chargement des échantillons en continu.

Un autre aspect de performances est que l'OX580 peut analyser 80 tests par heure avec une agitation automatique des échantillons.

Facile à utiliser

OX580 est très facile à utiliser en particulier grâce à sa maintenance simplifiée. En effet, le seul nettoyage quotidien de la sonde suffit et un seul bouton est nécessaire pour résoudre le problème : "Système de diagnostic de panne intelligent".

Travail confortable

OX580 offre plusieurs modes de comptage : sang capillaire, sang veineux et pré-dilué et permet de travailler sous tubes ouverts et fermés. La fonction STAT est disponible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Intuitif et convivial

Grâce à 3 histogrammes, 3 scattergrammes 2D et 1 scattergramme 3D, la lecture des résultats est plus facile et plus confortable pour le technicien de laboratoire, permettant une meilleure identification des résultats.

Précis et fiable

OX580 se caractérise par une large gamme de linéarité, un faible rapport, un excellent "fond" et des résultats fiables qui tiennent la base d'un diagnostic de qualité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

PARAMETRES de l'AUTOMATE D'HEMATOLOGIE OX580, 5populations, 29 paramètres, 80/90 échantillons/H :

29 paramètres : GB, LYM%, LYM#, NEU%, NEU#, MON%, MON#, EOs% , EOs#, BAS%, BAS#, GR, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC dont 4 paramètres de recherche : ALY#, ALY%, LIC#,

-1 nuage de points 3D

-3 nuages de points 2D

-3 histogrammes

PRINCIPES de l'AUTOMATE D'HEMATOLOGIE OX580, 5populations, 29 paramètres, 80/90 échantillons/H :

-Laser à triple angle pour la cytométrie (différenciation GB)

-Méthode impédance (GB - GR - PLT)

-Colorimétrie sans cyanure (HGB)

MODES DE TEST :

-CBC et CBC + Diff

-MODES DE COMPTAGE :

Sang veineux, capillaire et pré-dilué

CADENCE :

-80 échantillons par heure

-Jusqu'à 90 par heure en mode CBC

VOLUME ECHANTILLON :

≤ 20

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/16754-automate-d-hematologie-ox580-5populations-29-parametres-80-90-echantillons-h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com