

FICHE PRODUIT

AUTOMATE d'hémoculture BACT/ALERT 3D, 240 cellules

Référence : SOC-606868

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

AUTOMATISÉ d'hémoculture BACT/ALERT® 3D, 240 cellules

Description de l'AUTOMATE d'hémoculture BACT/ALERT® 3D, 240 cellules

L'automate d'hémoculture BACT/ALERT® 3D 240

La détection microbienne automatisée sur BACT/ALERT® 3D est une méthode de référence pour le diagnostic des bactériémies et des fongémies.

L'automate d'hémoculture BACT/ALERT® 3D 240 est un système compact, modulaire et flexible. Il possède :

- **Quatre tiroirs de 60 cellules soit une capacité utile de 240 positions**
- **Un module de contrôle peut piloter jusqu'à 6 modules d'incubation additionnels pour une extension de capacité pouvant aller jusqu'à 1 440 postes**
- **La modularité horizontale et verticale minimise l'effort physique**
- **Flexibilité du chargement des échantillons grâce à des tiroirs de chargement pour gauchers ou droitiers**
- **Tiroirs configurés pour les hémocultures ou les cultures de mycobactéries à partir de**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

liquides biologiques autres que le sang

Le processus de gestion des flacons sur le système BACT/ALERT® 3D est simple , grâce au processus de chargement des flacons en **trois étapes Pressez, Scannez, Chargez** :

- Le fonctionnement tactile exclusif permet un contrôle sans texte et facilite la gestion des flacons,

il fournit des alertes visuelles et sonores instantanées pour les flacons positifs

Le lecteur de code-barres lit l'identification des flacons et les numéros d'examen

dans le SIL* pour une entrée des flacons plus rapide et plus

facile la cellule permet instantanément les mouvements des flacons et vous permet de charger des flacons à n'importe quel endroit du système

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16755-automate-bact-alertar-3d-240-cellules-alertes-visuelles-et-sonores-instantanees-pour-les-flacons-positifs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com