

FICHE PRODUIT

Glacière Mobile (-23°C) 80L à refroidissement par air forcé, Modèle MDF-25H80LC

Référence : SOC-023615

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

La glacière mobile médicale est spécialement conçue pour stocker et transporter du sang, du sérum, du plasma, des vaccins, des réactifs et des médicaments spéciaux pour les stations de prévention des épidémies, les banques de sang, les centres de santé, l'armée, les sociétés pharmaceutiques, etc...

Caractéristiques :

- Contrôle précis de la température, la précision de la température est de 0,1 °C.
- Corps en PE intégré et solide pour résister aux chocs et à la corrosion.
- Surface lisse et plane pour un nettoyage facile.
- Couche de mousse sans CFC de 60 mm d'épaisseur pour assurer une bonne performance d'isolation
- Système de refroidissement par air à haut rendement pour assurer une bonne uniformité de température.
- Plage de température : +30°C, +4°C, -25°C (30L&80L), +22°C, +4°C (770L).
- Système de refroidissement et de chauffage à commutation automatique pour assurer la température intérieure dans toutes les conditions climatiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conception à large tension, pouvant être utilisée lorsque la tension est comprise entre 187V ~ 242V AC et 12V / 24V DC.

Sécurité :

- Panier de protection intégré pour éviter le gel des échantillons par l'évaporateur.
- Verrouillage PC pour une utilisation facile et une belle apparence.
- Deux ports d'alimentation pour la connexion AC/DC.
- Équipé d'un fusible de protection pour éviter la destruction causée par une surintensité.
- Capable d'être empilé, gain de place.

Pièces optionnelles :

- Trou de test, sortie d'eau, enregistreur de données, panier de sang.

Données techniques :

- * Classe climatique : N
- * Type de refroidissement : Refroidissement par air forcé
- * Mode dégivrage : Manuel
- * Réfrigérant : R134a
- * Performances de refroidissement(°C) : -25/4/22
- * Plage de température(°C) :-25/4/22
- * Source de courant : 220/50Hz, DC12V/24V
- * Puissance(W) : 100W

Dimensions :

- * Capacité(L) : 80
- * Poids net/brut (kg) : 47/55
- * Taille interne(W*D*H)mm : 547×378×369.5
- * Taille externe(W*D*H)mm : 937 × 565 × 580,5
- * Taille d'emballage (L*P*H)mm : 990*630*630

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/16756-glaciere-mobile-23-c-80l-a-refroidissement-par-air-force-modele-mdf-25h80lc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com