

**FICHE PRODUIT**



## Doppler foetal à ultrasons avec écran et chargeur FD-200D+

Référence : SOC-092007

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### • DESCRIPTION

Il est doté d'un écran LCD noir & blanc haute résolution affichant les valeurs de la fréquence cardiaque foetale et graphique à barre.

3 modes d'affichage sont disponibles :

- Affichage en temps réel de la fréquence cardiaque,
- Affichage de la moyenne de la fréquence cardiaque,
- Mode manuel.

Le FD200D+ est équipé d'un haut-parleur intégré pour une présentation sonore des signaux (le volume est réglable au moyen de deux touches). Ce modèle est également doté d'un connecteur pour l'écoute externe via des écouteurs (non fournis).

Les points forts du FD200D+

Convivial : Simple d'utilisation et écran LCD confortable.

Economique : Il s'éteint automatiquement au bout d'une minute de non-utilisation et indique le niveau de charge de manière graphique sur l'écran.

Léger et compact : il se manipule facilement

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- \* Fréquence des ultrasons : 2 MHz +/- 10%.
- \* Puissance de sortie : <10mW/cm<sup>2</sup>SATA.
- \* Plage de mesure de la fréquence cardiaque fœtale : 50 - 240 bpm.
- \* Précision : +/- 1bpm.
- \* Ecran LCD 45 x 25 mm.

**Touches de commande :**

- \* Mise en marche par une touche.
- \* Volume : deux touches de réglage.

**Alimentation** : 2 Piles rechargeables Ni-Mh AA 1.2V. (Câble secteur fourni).

**Dimensions** : 135 x 95 x 35 mm.

**Poids** : 500 grammes environ.

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/16759-doppler-foetal-a-ultrasons-avec-ecran-et-chargeur-fd-200d.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com