

FICHE PRODUIT

Incubateur Néonatal Sur Roulettes modèle YP-3000 (Full options)

Référence : SOC-300023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur Néonatal Sur Roulettes modèle YP-3000 (Toutes options)**Description de l'Incubateur Néonatal Sur Roulettes modèle YP-3000 (Toutes options)**

L'incubateur néonatal (couveuse) modèle YP-3000 est le plus complet qui soit.

L'interface d'utilisation de l'incubateur néonatal YP-3000 est très pratique car elle dispose : d'un écran couleur (moniteur), d'un capot relevable, d'une lampe photothérapie, d'un ventilateur.

Toute l'unité est d'une hauteur réglable.

Spécifications techniques de l'Incubateur Néonatal Sur Roulettes modèle YP-3000 (Toutes options) :

- Mode incubateur : température (mode air, mode bébé), système d'humidité et de concentration en oxygène ;
- Mode de chauffage par rayonnement pour enfant : système de contrôle de température par rayonnement (mode de préchauffage, mode manuel et mode bébé), minuterie ;
- Écran LCD couleur de grande taille de 10,4 pouces ;
- Berceau bébé rotatif à 360° des deux côtés des portes d'accès ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Colonne de rail de guidage en forme de queue d'aronde, facile à monter sur des accessoires ;
- Système de circulation d'air avec des sorties à l'avant et à l'arrière du compartiment pour bébé ;
- Tendances des paramètres pour 7 jours à afficher à l'écran ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie de données ;
- Cassette à rayons X sous le berceau ;
- Moteur CC à faible bruit ;
- Inclinaison réglable en continu du berceau ;
- Les données associées sont affichées dans une courbe avec un axe de coordonnées cartésiennes.
- La hauteur de toute l'unité est réglable.
- Fonction d'auto-vérification avec plusieurs indications d'alarme de défaillances ;
- Configuration optionnelle : système de pesée, lampe d'observation ;
- 10 ouvertures pour tubes et sondes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/16760-incubateur-neonatal-avec-systeme-d-humidite-et-de-concentration-en-oxygene-sur-roulettes-modele-yp-3000-full-options.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com