

FICHE PRODUIT

Micropipette à 8 canaux à volume variable (10-100µl) Série S, 121°C autoclavable

Référence : SOC-810100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Micropipette à 8 canaux à volume variable (10-100µl) Série S, 121 °C autoclavable

Description de la Micropipette à 8 canaux à volume variable (10-100µl) Série S, 121 °C autoclavable

Les micropipettes multicanaux TOPSCIEN ont un poids léger, fonctionnent avec une force de pipetage et sont faciles à utiliser. Les micropipettes à piston offrent une polyvalence maximale et une qualité optimale sur toute la plage de volume. Il y a 5 micropipettes de volumes différents à 8 et 12 cages dont le volume couvre 0.5-300µl.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES de la Micropipette à 8 canaux à volume variable (10-100µl) Série S, 121 °C autoclavable

Manipulation facile

Un avantage particulier de la nouvelle pipette multicanaux réside dans sa facilité d'utilisation, par exemple lors du pipetage en série de tests immunologiques, lors de la réalisation de dilutions en série ou lors du remplissage de plaques à 96 puits pour des cultures cellulaires. Utilisez le matériau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

innovant sera plus léger. Pipetage facile et pratique. réduire le risque de blessure aux mains lors du pipetage rétentif. Il peut être utilisé confortablement que ce soit de grandes mains ou de petites mains. Le repos-doigts soulage la charge de la main, il n'est pas nécessaire de saisir la pipette pour que les opérations de pipetage puissent être complétées par la fatigue. Véritable actionné d'une seule main. D'une part, vous pouvez modifier le volume et le régler facilement et commodément. Le gros bouton de pipetage permettra de préserver la force de pipetage. Résistance à la corrosion du piston

- Force légère, précise et faible
- Les micropipettes à piston offrent une polyvalence maximale et une qualité optimale sur toute la plage de volume. Il y a 5 micropipettes de volumes différents à 8 et 12 cages dont le volume couvre 0.5-300µl
- Les micropipettes multicanaux TOPSCIEN ont un poids léger, fonctionnent avec une force de pipetage et sont faciles à utiliser.
- Tête de distribution rotative pour un pipetage optimal.
- En raison de la conception standard optimisée pour le cône de pointe, il peut être compatible avec une large gamme de pointes.
- Grand bouton de pipetage central et fonction d'éjection séparée
- Véritable opération à une main pour droitiers et gauchers
- Complètement autoclavable à 121°C (20min)
- Protection contre le changement de volume
- Affichage du volume à 4 positions, toujours clairement visible de l'extérieur
- Coup court de seulement 12,5 mm pour réduire le risque de lésion traumatique répétitive (RSI)
- Piston et éjecteur résistant à la corrosion Code couleur pour une sélection facile de la bonne pointe
- Conforme CE
- Les arbres individuels avec des joints avec des joints peuvent être facilement dévissés pour le nettoyage ou le remplacement, ce qui élimine les dépenses et les longues pannes.
- Mécanisme unique de chargement des pointes pour une étanchéité parfaite et une éjection légère des pointes, étanchéité Perfecttip dans une micropipette multicanaux.
- Permet aux pointes d'être chargées avec une force constante
- Permet de sceller les cônes de façon uniforme et en toute sécurité avec une force minimale
- Facilite l'éjection de la pointe
- Bouton de pipetage : Le grand bouton de pipetage monté au centre permet un mouvement uniforme et en douceur du piston.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Réglage du volume : véritable réglage du volume à une main pour les droitiers et les gauchers même avec des gants.
- Technique de calibrage facile : les modifications des paramètres d'usine sont visibles de l'extérieur
- Il n'est pas nécessaire de serrer la pipette élaborée, de sorte que même les opérations de pipetage prolongées puissent être complétées avec moins de fatigue.
- Protection contre le changement de volume : un lock empêché tout désactivé involontairement du volume
- Affichage de volume à 4 propositions : précision maximale, toujours lisible avec un objectif intégré.
- Le code de volume se distingue facilement
- Tige de pipette fine : la tige fine permet de pipeter dans des récipients étroits sans retirer l'éjecteur
- Cône d'extrémité : en raison de la conception standard optimisée. Le pourboire d'un autre fabricant peut être utilisé
- Collecteur : peut être librement pivoté de 360 dans les deux sens

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-multicanaux/16761-micropipette-a-8-canaux-a-volume-variable-10-100ml-serie-s-121-autoclavable.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com