

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical Modèle VORTEX-S AS-200/20LT VE (Vacuum extraction)

Référence : SOC-901068

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Aspirateur chirurgical Modèle VORTEX-S AS-200/20LT VE (Vacuum extraction)

C'est un modèle indiqué aussi bien pour le secourisme, la salle d'hôpital, l'endoscopie, la gynécologie (aspirations endo-utérines), la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires que pour les opérations d'extraction sous vide (effet ventouse), car il est équipé aussi d'une commande à pédale pour la régulation du vide.

Caractéristiques techniques de l'Aspirateur chirurgical Modèle VORTEX-S AS-200/20LT VE

- Durée d'utilisation non-stop : 8 heures
- Bruit inférieur à 50 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 138VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", débit 20lt./min, moteur 1/5 HP).
- Châssis métallique avec vernis anti griffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases jetables (Ø de 9 à 12 cm).
- Un seul vase livré (deux, sur requête) de 2L en polycarbonate infrangible / autoclavable avec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).

- Régulateur de vide à panneau et à pédale (auto-bloquant, il maintient la position initiale réglée par l'opérateur), et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Interrupteur de réseau
- Dimensions (lxPxH): cm 33,5x30x25
- poids Kg : 7,5.
- Dimensions (lxPxH) avec chariot H5: cm 50x50x85
- poids avec le chariot H5 : Kg 17,5.

Configuration standard

- VORTEX-S AS-200/20LT VE avec 1 Jarre de 2L
- 1 Filtre antibactérien
- 1 tube en silicone de 2m avec adaptateur
- 1 pédale de régulation du vide STOP/VR.

Accessoires optionnels :

- Chariot H5
- Commande à pédale ON/STOP

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-20-lpm/16762-aspirateur-chirurgical-modele-vortex-s-as-200-20lt-ve-vacuum-extraction.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com