


FICHE PRODUIT



Pince Mixter O'Shaugnessy 90°, 20 cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-404131

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince Mixter O'Shaugnessy 90°, 20 cm, en acier inoxydable

Pince Mixter O'Shaugnessy

Taille : 90°, 20 cm,

Matière : en acier inoxydable

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dissecteur-d-o-shaugnessy/16763-pince-mixer-o-shaugnessy-90-20-cm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com