


FICHE PRODUIT



Cathéter intraveineux (IV) stérile à ailettes

Référence : SOC-23717A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cathéter intraveineux (IV) stérile à ailettes

Canule Luer-Lock avec site d'injection.

Conçu pour accéder aux veines périphériques du système sanguin des patients pour la réhydratation, la nutrition, l'administration des médicaments, les transfusions et pour les contrôles de surveillance.

Fonction Flashback: au moment de l'introduction en veine le flux de sang est visible grâce au flashback dans l'entablure de la canule.

Spécificités et tailles disponibles

- Calibre: 18G/20G/22G
- Calibre mm: 45 mm (1¾") / 32 mm (1¼") / 25 mm (1")
- Débit: 80/54/31
- Couleur :Vert/rose/Bleu
- Boîte de 50
- Stérile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/16767-catheter-intraveineux-iv-sterile-a-ailettes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 18G - 45 mm	SOC-23715	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm	SOC-23716	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm	SOC-23717	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com