


FICHE PRODUIT

Couvercle pour Bain Marie Memmert 14 et 22L pour agitation

Référence : SOC-1153419

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIF

Couvercle pour Bain Marie Memmert 14 et 22L pour agitation

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-laboratoire/16772-couvercle-pour-bain-marie-memmert-14-et-22l-pour-agitation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com