

FICHE PRODUIT



Compresse de gaze non stérile , 4 plis, 90cm*90m, 750G

Référence : SOC-250523

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Compresse de gaze:

- Non stérile,
- 4 plis,
- 90cm x90m (soit 30 x 100 yards),
- IX 750G

Prix de vente: Conditionnement Rouleau de compresse

Minimum à commander 100 Rouleaux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-non-steriles/16773-compresse-de-gaze-sterile-4-plis-90cm-90m-750g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com