


FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 5L , 50-1500 tr/min, modèle RQ-5 plus

Référence : SOC-847980

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 5L , 50-1500 tr/min, modèle RQ-5 plus

Description de l'Agitateur de laboratoire, 5L , 50-1500 tr/min, modèle RQ-5 plus

Une nouvelle génération d'agitateurs de laboratoire pour l'agitation, le mélange, etc. de produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques.

L'équipement se compose essentiellement d'un corps, d'un mandrin, d'une hélice à pales en acier inoxydable et d'un support en U.

Caractéristiques principales :

- **Couple élevé même à faible vitesse**
- **Surveillance de la vitesse réglée et de la vitesse réelle**
- **Large gamme d'hélices**
- **Agitateurs avancés avec microprocesseur**
- **microprocesseur**
- **Contrôle avancé de la vitesse d'agitation par VFD**
- **Vitesse constante même en cas de changement de charge/Tension**
- **Affichage facile à lire des paramètres réglés et réels**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

paramètres réglés et réels

- Rappel du dernier paramètre. Idéal pour les processus répétitifs
- Accepte des arbres jusqu'à 13 mm Ø
- Protection du moteur en cas de surcharge continue
- Bouchon pour la protection de la cuve et de l'arbre
- Conception spéciale de la base pour un fonctionnement sans basculement

Caractéristiques techniques

Capacité d'agitation maximale (eau) (litres)	5
Type de moteur	BLOC
Puissance du moteur	10 watts
Plage de vitesse [tr/min]	50-1500
Affichage de la vitesse	LED
Minuterie	0 à 99 minutes
Protection contre la surcharge du moteur	LED clignotement lumineux arrêt automatique
Mandrin Ø (mm)	1,5 à 10
Arbre d'agitation Ø x longueur (mm)	6 x 380
Type de roue l Ø (mm)	Turbine axiale l 36
Dimensions [Lx Ø x H] (mm)	80 x 180 x 370
Longueur du support (mm)	500
Poids [kg]	6,5
Puissance [W]	10 watt
Alimentation : 220-240 Volts. 50 Hz. Monophasé.	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16774-agitateur-de-laboratoire-5l-50-1500-tr-min-modele-rq-5-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com