


FICHE PRODUIT

Agitateur de laboratoire, 100L 100-4000 tr/min modèle RQ-100 plus

Référence : SOC-847981

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 100L ; 100-4000 tr/min modèle RQ-100 plus

Description de l'Agitateur de laboratoire, 100L ; 100-4000 tr/min ; modèle RQ-100 plus

Une nouvelle génération d'agitateurs de laboratoire pour l'agitation, le mélange, etc. de produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques.

L'équipement se compose essentiellement d'un corps, d'un mandrin, d'une hélice à pales en acier inoxydable et d'un support en U.

Caractéristiques principales :

- **Couple élevé même à faible vitesse**
- **Surveillance de la vitesse déployée et de la vitesse réelle**
- **Large gamme d'hélices**
- **Agitateurs avancés avec microprocesseur**
- **Contrôle avancé de la vitesse d'agitation par VFD**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Vitesse constante même en cas de changement de charge/ Tension**
- **Affichage facile à lire des paramètres réglés et réels paramètres réglés et réels**
- **Rappel du dernier paramètre. Idéal pour les processus répétitifs**
- **Accepte des arbres jusqu'à 13 mm Ø**
- **Protection du moteur en cas de surtaxe continue**
- **Bouchon pour la protection de la cuve et de l'arbre**
- **Conception spéciale de la base pour un fonctionnement sans basculement**

Caractéristiques techniques

- **Capacité d'agitation maximale (eau) (litres) : 100**
- **Type de moteur : AC Induction, 3 phases**
- **Puissance du moteur : 100 watts**
- **Plage de vitesse [tr/min] : 100-4000**
- **Affichage de la vitesse : LED**
- **Minuterie : 0 à 99 minutes**
- **Protection contre la Surcharge du moteur : LED clignotant lumineux arrêt automatique**
- **Mandrin Ø (mm) : 1,5 à 13**
- **Arbre d'agitation Ø x longueur (mm) : 12 x 500**
- **Type de roue Ø (mm) : Penchée x 2 /65**
- **Dimensions [Lx Ø x H] (mm): 320 x 285 x 620**
- **Longueur du support (mm) : 1220**
- **Poids [kg] : 19**
- **Puissance [W] : 175 watts**
- **Alimentation : 220-240 Volts. 50 Hz. Monophasé.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16775-agitateur-de-laboratoire-100l-100-4000-tr-min-modele-rq-100-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com